


Meine Mama merkt, dass ich nach einigen Wochen schon von alleine wach werde, wenn der Wecker piepst und Sie zu mir an mein Bett kommt. Jetzt kann der Empfänger zu mir in mein Kinderzimmer.

Das kann ich auch bald: Morgens in einem trockenen Bett aufwachen. Jetzt muss ich nur ein paar Wochen mit meinem Wecktrainer üben. Die Zeit wird ganz schnell vorbeigehen.

# ENUTRAIN®

Kinderleicht rechtzeitig aufwachen



Mein Wecker zum Trockenwerden ist Super! Einfach genial!



Und egal welche Frage ich noch habe, Mama kann jederzeit bei Procon anrufen oder eine e-Mail schicken.

Das ist das Größte! Ich brauche keine Hilfe mehr. Ich kann das ganz alleine!



Procon GmbH  
Bramfelder Chaussee 41  
22177 Hamburg


Tel: 040-600 198 50  
Fax: 040-600 198 75

info@procon-hh.de  
www.enutrain.de  
www.procon-hh.de




Hier ist mein neuer Wecktrainer Enutrain! Damit werde ich bald in einem trockenen Bett aufwachen. Wir probieren sofort aus, wie das Gerät funktioniert.

Zuerst lernen wir, wie man den Empfänger ein und ausschaltet. Wir drücken 1/2 Sekunde lang den schwarzen Knopf. Der Empfänger blinkt zweimal grün und piepst zweimal.



## Zeit ins Bett zu gehen!



So stecken wir den Sensor in die Tasche der Unterhose. Aufgepasst: Da ist noch eine Falte im Stoff. Die müssen wir über den Sensor legen, damit er nicht rausrutschen kann.

Jetzt ziehe ich ganz einfach die Unterhose an. Der Sensor vorne in der Tasche fühlt sich ganz normal an und stört überhaupt nicht!



Mama bringt mich wie immer ins Bett und sieht nach, ob alles in Ordnung ist.



Damit Mama mir in den ersten Wochen helfen kann, nachts aufzustehen, stellt sie den Empfänger neben ihr Bett und schaltet ihn an.



Mama und ich können gut schlafen. Mein Enurtrain passt auf, dass ich rechtzeitig wach werde.

## In der Nacht



Der Wecker meldet sich. Mama muss jetzt schnell aufstehen und mich wecken.



Im Badezimmer passt Mama auf, dass der Sensor nicht in die Toilette fällt. Wenn ich Glück habe, kann ich noch meine volle Blase entleeren. Es macht nichts, wenn das am Anfang noch nicht immer richtig klappt.



Wenn wir fertig sind, spülen wir den Sensor unter fließendem Wasser ab und trocknen ihn sorgfältig mit einem Tuch. Sobald der Sensor trocken genug ist, hört er auf zu blinken.


Wir stecken den Sensor wieder in eine trockene Hose. Manchmal muss man mehrere Male pro Nacht zur Toilette.



Blinkt es schnell hintereinander grün, ist der Empfänger bereit zum Empfang! Zum Ausschalten drücken wir den Knopf 1 Sekunde lang, bis es rot leuchtet. Der Empfänger piepst einmal und schaltet ab.



Jetzt schalten wir das Gerät wieder an und prüfen die Funkübertragung zwischen Sender und Empfänger. Mit einem feuchten Finger streichen wir über die Fühlerseite.



Der Empfänger fängt an zu Piepsen und der Sensor blinkt. Wir schalten den Empfänger aus und trocknen den Sensor. Jetzt prüfen wir die Funkverbindung zwischen dem Empfänger an Mamas Bett und dem Sensor im Kinderzimmer.



Zum ändern der Alarminstellung, drücke ich den Knopf so lange, bis es abwechselnd rot/grün leuchtet. Drücke ich 1X alarmiert der Empfänger nur mit Vibrieren. Drücke ich 2X piepst und vibriert er. Drücke ich 3X piepst er nur. (wie vorher)

